



ВИТРИНА

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА **MAGIC SUPER FULL**

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПАНИЯ «МЕЛСИТЕК» ([www.melsytech.com](http://www.melsytech.com), [sales@melsytech.com](mailto:sales@melsytech.com)), СОЗДАЛА **MAGIC SUPER FULL** – КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ТИПА, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ СЕГОДНЯ АНАЛОГОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. УСТРОЙСТВО ОБЛАДАЕТ ШИРОЧАЙШИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ПАЦИЕНТАМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ЦЕЛЫЙ НАБОР НОВЫХ УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

**MAGIC SUPER FULL** ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ND:YAG-ЛАЗЕР С СИСТЕМОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКИ КРИСТАЛЛА. НОВЫЙ ТИП ЛАЗЕРНОГО ГЕНЕРАТОРА МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ТРЕХ РЕЖИМАХ: НАНО-, МИКРО- И МИЛЛИСЕКУНДНОМ.

## Q-SWITCHED-РЕЖИМ (НАНОСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532, 585, 650, 1064 нм

Используется для удаления полноцветных татуировок и перманентного макияжа любого оттенка, коррекции пигментных образований, лечения гиперпигментаций различной этиологии, а также для проведения более 10 вариантов карбонового и шунгитового пилингов. Помогает отбелить пигментные пятна, осветлить кожу и придать ей безупречную гладкость, тем самым великолепно дополняя комплексные антивозрастные программы, которые реализуются за счет остальных режимов прибора.

Специалисты компании разработали также эксклюзивные протоколы полировки кожи с применением высокой энергии Q-switched-режима с длиной волны 1064 нм. Процедуры не повреждают поверхность эпидермиса, не требуют реабилитации и по результативности не уступают терапии с использованием ER:YAG-лазера, который до последнего времени не имел альтернативы в данной области.

## КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (МИКРОСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532 и 1064 нм

Предназначен для поверхностного и глубокого омоложения кожи на любых участках лица и тела, лечения сосудистых патологий и розацеа. Две длины волн дают возможность одинаково успешно работать как с артериальными, так и с венозными образованиями, удалять гемангиомы, проводить коррекцию рубцовой ткани.



## ДЛИННОИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (МИЛЛИСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532 и 1064 нм

Применяется для омоложения кожи, эпиляции, лечения акне и онихомикозов, коррекции сосудистых патологий, коагуляции бородавок, модификации рубцовой ткани.

## РЕЖИМЫ ПАКЕТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

**Magic Super Full** позволяет реализовывать оригинальные anti-age-методики, которые базируются на последовательной передаче импульсов разной длительности – 0,34, 1 и 60 мс – в рамках одного пакета. Вследствие этого один проход лазера по поверхности кожи обеспечивает такой же эффект, как три поочередных прохода. Подобный способ обработки ткани дает возможность получить быстрый и выраженный эстетический результат, что объясняет его высокую популярность у пациентов.

Кроме того, использование в режиме Q-switched сдвоенных импульсов значительно усиливает омолаживающее и осветляющее действие лазера, что особенно актуально в случае востребованных сегодня антивозрастных программ с одновременным отбеливанием кожи. При проведении ухода на **Magic Super Full** изменение структуры и тона кожи наблюдается уже после одного сеанса, при этом процедура не имеет восстановительного периода и может проводиться круглогодично.

\*\*\*

Благодаря лазерной системе **Magic Super Full** косметологические клиники могут ощутимо расширить ассортимент предлагаемых услуг за счет действенных и безопасных методик, получить значительное преимущество перед конкурентами и перейти на качественно новый уровень работы.

